



1
DE Bewusstsein und Atmung überprüfen
EN Check for consciousness and breathing
FR Vérifier la conscience et la respiration





2 **EMERGENCY CALL**
DE Notruf absetzen
EN Make an emergency call
FR Contactez les secours




3
DE Oberkörper freimachen
EN Expose the upper body
FR Dégager le haut du corps




4
DE LifePad® auflegen
EN Place the LifePad®
FR Appliquer le LifePad®



5
DE Batteriestreifen herausziehen
EN Pull out the battery strip
FR Retirez la bande de batterie




6
DE Hände auflegen
EN Place your hands on the patient
FR Posez les mains




7
DE Piepsen = Drücken
EN Beep = push
FR Bips = appuyer




8 **PUSH 5-6 cm**
DE **Kompressionen durchführen**
 LED's zeigen an wenn genügend Druck ausgeübt wird (nacheinander leuchten alle LED's von orange nach grün).
EN **Perform the compressions**
 LEDs indicate when sufficient pressure is applied (all LEDs light up one after the other from orange to green).
FR **Réalisation de compressions**
 Les LED s'allument lorsque la pression est suffisante (toutes les LED sont allumées l'une après l'autre de l'orange au vert).



9 **RELEASE 5-6 cm**
DE **Brustkorb wieder entlasten**
 Hier hilft das LED-Feedbacksystem.
 Wenn Sie dafür ausgebildet sind, können Sie nach 30 Kompressionen 2 Beatmungen durchführen.
EN **Release the chest again**
 The LED feedback system helps here.
 If you are trained to do so, you can give 2 rescue breaths after 30 compressions.
FR **Relâchement de la cage thoracique**
 Le système de rétroaction LED vous aide pour cela.
 Si vous y êtes formé, vous pouvez pratiquer 2 ventilations artificielles après 30 compressions.




10 100 x/minute
DE Im Rhythmus des Signaltons Schritte **8** und **9** wiederholen, um eine Frequenz von 100 Kompressionen/Min. zu gewährleisten.
 Das Gerät besitzt keine EKG-Funktion.
Führen Sie die Herzdruckmassage durch, bis wieder deutliche Lebenszeichen wahrnehmbar sind oder der Notarzt übernimmt.
EN Repeat steps **8** and **9** in rhythm with the acoustic signal to ensure a frequency of 100 compressions/min.
 The device does not have an ECG function.
Perform cardiac massage until there are clear signs of life again or until the emergency doctor takes over.
FR Répéter les étapes **8** et **9** au rythme du signal sonore pour obtenir une fréquence de 100 compressions par minute.
 L'appareil dispose d'une fonction ECG.
Continuez le massage cardiaque jusqu'à ce que vous constatiez à nouveau des signes de vie évidents ou que les secours prennent le relais.




- ES** Comprobar la consciencia y la respiración
IT Controllare coscienza e respirazione
TR Bilincin ve nefes alıp vermenin kontrol edilmesi





- ES** Llame al número de emergencias
IT Effettuare una chiamata di emergenza
TR Acil durum bildirimini yapılması




- ES** Desvestir el tórax
IT Denuotare la parte superiore del corpo
TR Üst gövdedeki giysinin çıkarılması




- ES** Aplicación del LifePad®
IT Posizionare il LifePad®
TR LifePad® cihazının yerleştirilmesi



- ES** Retirar la tira de pila
IT Estrarre la linguetta della batteria
TR PİL şeridinin dışarı çekilmesi



- ES** Colocación de las manos
IT Posizionare le mani
TR Ellerin yerleştirilmesi



- ES** Pitido = compresión
IT Segnale acustico = compressione
TR Bip sesi = Bastırın



- ES** Realización de las compresiones
 Los LED indican que se está aplicando suficiente presión (todos los LED se encienden sucesivamente de naranja a verde).

- IT** Eseguire le compressioni
 I LED indicano quando viene esercitata una pressione sufficiente (si illuminano tutti in sequenza dall'arancione al verde).

- TR** Kompresyonların uygulanması
 LED'ler yeterli basınç uygulanıp uygulanmadığını gösterir (turuncu yanan LED'ler birbiri ardına yeşil yanmaya başlar).



- ES** Volver a descomprimir la caja torácica
 En este caso, será de ayuda el sistema de retroalimentación LED.


Si está capacitado para hacerlo, puede administrar 2 respiraciones de rescate después de 30 compresiones.

- IT** Rilasciare la cassa toracica
 A questo scopo è utile il sistema di feedback a LED.

Se sei addestrato, puoi eseguire 2 respirazioni di soccorso dopo aver effettuato 30 compressioni.

- TR** Göğüs kafesinin tekrar serbest bırakılması
 LED geri bildirim sistemi bu konuda yardımcı olur.

Eğitiminiz varsa, 30 kez kompresyon uygulandıktan sonra 2 kez suni solunum yapabilirsiniz.



- ES** Repita los pasos [8] y [9] al ritmo de la señal acústica para garantizar una frecuencia de 100 compresiones/min.

El aparato no dispone de ninguna función de ECG.

Realice el masaje cardíaco hasta que se perciban señales de vida claras o el médico de urgencias se haga cargo.

- IT** Ripetere i passaggi [8] e [9] al ritmo del segnale acustico per garantire una frequenza di 100 compressioni/min.

L'apparecchio non è dotato di funzione ECG.

Eseguire il massaggio cardiaco fino a quando non si avvertano di nuovo chiari segni di vita o fino all'arrivo di un medico di pronto intervento.

- TR** Dakikada 100 kompresyon sağlamak için [8] ve [9] adımı sinyal sesinin ritmiyle uyumlu bir şekilde tekrarlayın.

Cihazda EKG fonksiyonu yoktur.

Yaşamsal durumda net bir düzelme olana veya acil tıp teknisyeni müdahale edene kadar kalp masajı uygulayın.